







Scheda tecnica REF 66.38.40

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.38.40	McKenty rongeur per ossa thperchio di thpertura ruotabile lunghezza operativa2mm 12cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826112387
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-230
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,090	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L140502		
N° di repertorio	420622		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	2mm 12cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		