








Scheda tecnica REF 66.38.41

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.38.41	McKenty rongeur per ossa thperchio di thpertura ruotabile lunghezza operativa2mm 17cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826112394
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-230
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,095	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L140502		
N° di repertorio	420623		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	2mm 17cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		