



Scheda tecnica REF 66.53.02

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.53.02	Freer elevatore del setto smussato 19cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35047	GTIN	04046826112707
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso netto (kg)	0,028	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L149099		
N° di repertorio	300597		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	19cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		