




Scheda tecnica REF 66.54.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.54.50	Pennington elevatore del setto doppio20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35047	GTIN	04046826112790
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso netto (kg)	0,038	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L149099		
N° di repertorio	300606		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		