








## Scheda tecnica REF 66.54.80

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.54.80	sonda doppia bottonuta 19cm Ø 1.2mm/2mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47862	GTIN	04046826112837
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso netto (kg)	0,030	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L149005		
N° di repertorio	417088		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.46 (catalogo sinoscopia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	19cm Ø 1.2mm/2mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		