





Scheda tecnica REF 66.58.94

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.58.94	pannello frontale curette per seno3x5mm 90° 19cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47525	GTIN	04046826113131
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,030	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L149001		
N° di repertorio	300889		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	3x5mm 90° 19cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		