




Scheda tecnica REF 66.59.70

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.59.70	periototomo6mm 20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35047	GTIN	04046826113148
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso netto (kg)	0,025	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L149099		
N° di repertorio	300608		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	6mm 20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		