







## Scheda tecnica REF 66.60.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.60.15	Eicken catetere per irrigazione luer conoØ 3mm 15cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	10730	GTIN	04046826113230
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-730
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A019001		
N° di repertorio	420479		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	Ø 3mm 15cm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		