






Scheda tecnica REF 66.60.24

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.60.24	Killian cannula per antro 2-fori 3.5mm 16cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826113285
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-578
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	420327		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	3.5mm 16cm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		