





Scheda tecnica REF 66.60.71

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.60.71	Hartmann cannula p seno masc Ø 2mm 9cm fig 1	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	10730	GTIN	04046826113407
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-578
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A019001		
N° di repertorio	420482		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 2mm 9cm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		