






Scheda tecnica REF 66.62.35

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Codice | 66.62.35 | Wiener raspa per antro smussato punta18cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35559 | GTIN | 04046826113476 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-290 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso netto (kg) | 0,049 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L091202 | | |
| N° di repertorio | 201492 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 18cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |