





Scheda tecnica REF 66.69.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.69.15	flessibile Naso Faringoscopia lunghezza operativa Ø 3.8mm 300mm 9800 Pixel	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	36709	GTIN	04046826113568
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-011
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Peso netto (kg)	3,300	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	Ø 3.8mm 300mm 9800 Pixel	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		