





## Scheda tecnica REF 66.70.40

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.70.40	Endoscopio Ø 4.0mm 175mm 0°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189020
GMDN	37180	GTIN	04046826113773
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-396
Classe	5, 6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,160	Istruzioni d'uso	G776000
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Z12021008		
N° di repertorio	278173		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.46 (catalogo sinoscopia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 4.0mm 175mm 0°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	PEEK (Polyetheretherketon )		