






Scheda tecnica REF 66.70.52

20.02.2026

Dati generali			
Codice	66.70.52	impugnatura rotondo per Sinuscopio Ø 2.7mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47829	GTIN	04046826113827
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-146
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,030	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L9099		
N° di repertorio	417349		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 2.7mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		