




Scheda tecnica REF 67.14.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.14.15	Kasten coriotomo 19cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38797	GTIN	04046826114305
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-179
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,300	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0103		
N° di repertorio	390914		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	19cm	Rivestimento	Durante l'anodizzazione si crea uno strato di metallo duro su componenti in alluminio mediante arricchimento con titanio, che può essere ulteriormente colorato
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	3.3547 (AlMg4,5Mn)		