






Scheda tecnica REF 67.14.35

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.14.35	Watson dermatomo regolabile30.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38797	GTIN	04046826114350
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-179
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,320	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK24-1
Codice CND	L0103		
N° di repertorio	390916		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	30.5cm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	3.3206 (AlMgSi0,5)		
Altro	1.4034 (X46Cr13)		