






Scheda tecnica REF 67.14.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.14.50	Schink dermatomo regolabile30cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38797	GTIN	04046826114367
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-179
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,596	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK24-1
Codice CND	L0103		
N° di repertorio	390919		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	30cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		