






Scheda tecnica REF 67.15.30

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.15.30	Cakir periostotomo19cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826467500
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-291
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso netto (kg)	0,034	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	453.33.00_DEU_ENG (Cakir 90 Raspatory tedesco - inglese INTRO)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	19cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		