






Scheda tecnica REF 67.15.35

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Codice | 67.15.35 | Yankauer elevatore del setto 18cm 6mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35047 | GTIN | 04046826114398 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-506 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;05;aj;6A |
| Peso netto (kg) | 0,033 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK03-1 |
| Codice CND | L149099 | | |
| N° di repertorio | 300609 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|    | | | |
| Misura | 18cm 6mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Manico | 1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |