



Scheda tecnica REF 67.15.91

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.15.91	elevatore d'aspirazione con stiletto Ø 4mm 21cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826114473
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-506
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,036	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L0914		
N° di repertorio	402569		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 4mm 21cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		