







## Scheda tecnica REF 67.15.93

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.15.93	periostotomo d'aspirazione con otturatore Ø 4mm 20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826114480
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-506
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L0914		
N° di repertorio	402574		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.46 (catalogo sinoscopia ) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	Ø 4mm 20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		