






Scheda tecnica REF 67.15.98

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.15.98	Haraldsson attacco di tubo per elevatore d'aspirazione ruotabile 18.5cm Ø 3mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826378837
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-506
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,019	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L0914		
N° di repertorio	402580		
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL) 453.04.01 (Gubisch Rinoplastica moderna Opuscolo) 453.30.00 (daniel - Set di strumenti per la rinoplastica avanzata Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18.5cm Ø 3mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		