








## Scheda tecnica REF 67.16.22

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.16.22	Masing elevatore doppio5mm 22cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35047	GTIN	04046826114572
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso netto (kg)	0,051	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L149099		
N° di repertorio	300618		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.46 (catalogo sinoscopia ) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	5mm 22cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		