







## Scheda tecnica REF 67.16.23

20.02.2026

| Dati generali  |   |                                    |                         |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|
| Codice   | 67.16.23  | Cottle elevatore doppio 4/3mm 23cm |                         |
| Unità  | pz.   | Numero doganale                    | 90189084                |
| GMDN   | 35048   | GTIN                               | 04046826114589          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code                         | 11-506                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R004;05;aj;6A |
| Peso netto (kg)  | 0,030   | Istruzioni d'uso                   | GATDR00X                |
| Latex free   | si  | Istruzioni per la preparazione     | MPK03-1                 |
| Codice CND   | L0902   |                                    |                         |
| N° di repertorio   | 181262  |                                    |                         |
|    |   |                                    |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.46 (catalogo sinoscopia )<br>450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) |                                    |                         |
| Immagine completa  |   | Immagine dettagliata               |                         |
|    |   |                                    |                         |
| Misura   | 4/3mm 23cm  | Rivestimento                       |                         |
| Condizioni di conservazione  |   |                                    |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |   |                                    |                         |
| Materiali  |   |                                    |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)   |                                    |                         |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)  |                                    |                         |