



## Scheda tecnica REF 67.16.28

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.16.28	Daniel Çakir elevatore per pericondrio doppio20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826441487
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso netto (kg)	0,028	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) 453.30.00 (daniel - Set di strumenti per la rinoplastica avanzata Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		