








Scheda tecnica REF 67.20.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.20.05	Kilner divaricatore appuntito 10cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826114701
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-033
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184162		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	10cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		