







Scheda tecnica REF 67.20.07

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| Codice | 67.20.07 | Gubisch Kilner retrattore alare5x10mm 8cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 45918 | GTIN | 04046826114718 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-033 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg) | 0,010 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK01-1 |
| Codice CND | L03140105 | | |
| N° di repertorio | 184163 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 453.04.01 (Gubisch Rinoplastica moderna Opuscolo) 453.30.00 (daniel - Set di strumenti per la rinoplastica avanzata Opuscolo) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | |  | |
| Misura | 5x10mm 8cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |