







Scheda tecnica REF 67.20.25

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.20.25	Fomon uncino 2 denti bottonuta17cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826114770
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-033
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,021	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184169		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	17cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4024 (X15Cr13)		