



## Scheda tecnica REF 67.21.30

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.21.30	Walter divarcatore con illuminazione luce fredda 18.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46768	GTIN	04046826114848
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-033
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,112	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L110502		
N° di repertorio	184176		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4301 (X5CrNi18-10) GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		