







Scheda tecnica REF 67.21.38

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.21.38	Aufricht retrattore nasale doppio 13.5cm 38x7mm/13x9mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826114879
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-033
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,024	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184179		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.02.51 (ORL set di base Dr M W Winter Set di strumenti p la chir ORL)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	13.5cm 38x7mm/13x9mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		