



Scheda tecnica REF 67.37.14

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|
| Codice | 67.37.14 | Cinelli osteotomo 14mm 16cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 12846 | GTIN | 04046826115463 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-846 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso netto (kg) | 0,065 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK12-1 |
| Codice CND | L0199 | | |
| N° di repertorio | 185138 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|    | | | |
| Misura | 14mm 16cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |