








Scheda tecnica REF 67.59.30

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.59.30	Lewis raspe nasali20cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826116040
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-290
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso netto (kg)	0,043	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L091202		
N° di repertorio	201498		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		