




Scheda tecnica REF 67.60.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.60.15	Tastan-Cakir segal convesso	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32563	GTIN	04046826472221
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-716
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;04;ai;59
Peso netto (kg)	0,045	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		