








## Scheda tecnica REF 67.93.30

20.02.2026

Dati generali			
Codice	67.93.30	Pitanguy pennarello a sfera16cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32313	GTIN	04046826117023
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-797
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,033	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L9099		
N° di repertorio	402615		
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	16cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		