




## Scheda tecnica REF 679.61.35

20.02.2026

Dati generali			
Codice	679.61.35	inserto p forbice del Ø 5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33596	GTIN	04046826188931
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-484
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,047	Istruzioni d'uso	G910614
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	Ø 5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		