







## Scheda tecnica REF 68.01.01

20.02.2026

| Dati generali   |   |  |                         |
|---|---|--|-------------------------|
| Codice  | 68.01.01  | Obwegeser divaricatore per tessuti molli 7x25mm 22cm |                         |
| Unità   | pz.   | Numero doganale                                      | 90189084                |
| GMDN  | 45918   | GTIN   | 04046826117054          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code   | 12-028                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI  | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg)   | 0,064   | Istruzioni d'uso                                     | GATDR00X                |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione                       | MPK12-1                 |
| Codice CND  | L03140105   |  |                         |
| N° di repertorio  | 184183  |  |                         |
|       |   |  |                         |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) |  |                         |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata                                 |                         |
|   |   |  |                         |
| Misura  | 7x25mm 22cm   | Rivestimento   |                         |
| Condizioni di conservazione   |   |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |  |                         |
| Materiali   |   |  |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)   |  |                         |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)  |  |                         |