







## Scheda tecnica REF 68.01.11

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.01.11	Obwegeser divaricatore per tessuti molli 10x31mm 22cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826117139
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,074	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184192		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	10x31mm 22cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		