








## Scheda tecnica REF 68.01.36

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.01.36	Obwegeser divaricatore per tessuti molli verso l'alto 23cm 14x70mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826117214
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,076	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184200		
 			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	23cm 14x70mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		