








Scheda tecnica REF 68.01.43

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.01.43	Obwegeser divaricatore per tessuti molli verso il basso 22.5cm 10x35mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826117252
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,063	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184204		
 			
Medicon media	450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	22.5cm 10x35mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		