








Scheda tecnica REF 68.01.46

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| Codice | 68.01.46 | Obwegeser divaricatore per tessuti molli verso il basso 22.5cm 14x70mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 45918 | GTIN | 04046826117283 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-028 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg) | 0,080 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK12-1 |
| Codice CND | L03140105 | | |
| N° di repertorio | 184207 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|    | | | |
| Misura | 22.5cm 14x70mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |