



Scheda tecnica REF 68.02.03

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Codice | 68.02.03 | Obwegeser periostotomo 9mm 17.5cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35559 | GTIN | 04046826117597 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-291 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso netto (kg) | 0,036 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK03-1 |
| Codice CND | L0199 | | |
| N° di repertorio | 173007 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 9mm 17.5cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Manico | 1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |