



Scheda tecnica REF 68.02.34

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|
| Codice | 68.02.34 | Obwegeser periostotomo10.5mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35559 | GTIN | 04046826117849 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-218 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso netto (kg) | 0,034 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK03-1 |
| Codice CND | L0914 | | |
| N° di repertorio | 417739 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 10.5mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Manico | 1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |