





Scheda tecnica REF 68.02.66

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.02.66	Obwegeser divaricatore per tessuti molli verso il basso 14x70mm 17cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826117979
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,061	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184229		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	14x70mm 17cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		