






Scheda tecnica REF 68.02.70

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.02.70	extraorale retrattore con fibra ottica 25.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826118006
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,150	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184232		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	25.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		