





Scheda tecnica REF 68.02.76

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.02.76	retrattore intraorale sinistra con fibra ottica 24.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826118068
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-028
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,075	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184238		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	24.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		