



Scheda tecnica REF 68.03.29

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.03.29	Obwegeser mobilizzatore per mascella 23cm 12mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12846	GTIN	04046826118211
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-846
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso netto (kg)	0,124	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	185155		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	23cm 12mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		