




Scheda tecnica REF 68.03.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.03.50	Tessier osteotomo retto 10mm 20.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12846	GTIN	04046826118303
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso netto (kg)	0,128	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L0199		
N° di repertorio	185164		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	10mm 20.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		