







Scheda tecnica REF 68.04.86

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------|
| Codice | 68.04.86 | Obwegeser pinze per filo14cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 32886 | GTIN | 04046826118716 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-221 |
| Classe | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N001;03;WJ |
| Peso netto (kg) | 0,068 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L091001 | | |
| N° di repertorio | 181055 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.53 (catalogo cardio) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 14cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Vite | 1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |