







Scheda tecnica REF 68.05.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.05.20	Wangerin strumento di posizionamento 18cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826118846
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-689
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,070	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super) 451.08.22 (prospetto distratt transant p la mascella superiore)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		