







Scheda tecnica REF 68.07.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.07.15	Hakim retrattore intraorale con illuminazione luca fredda e specchio 28cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826438975
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,117	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	28cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		